


<b>Instrukcja I-BC/17</b>	<b>Transport materiału do badań laboratoryjnych Wody płodowe-FISH</b>	
Wydanie 01	Data 13.04.2016	Strona 1 z 1

### 1. Postępowanie z pobranym materiałem

Po pobraniu materiału zgodnie z instrukcją „Pobranie materiału do badań laboratoryjnych Wody płodowe - FISH” (I-BC/16) próbkę można przechowywać do 24 h w temperaturze pokojowej.

W przypadku przechowywania wód płodowych dłużej niż 24 h od momentu pobrania należy przechowywać próbkę w lodówce od 6°C do 10°C.

### 2. Przygotowanie materiału do transportu

- pobrany materiał do badań należy traktować jako materiał zakaźny,
- szczelnie zamkniętą próbkę (opakowanie pierwotne) należy zabezpieczyć ligniną, watą lub ręcznikiem papierowym i włożyć w szczelny woreczek foliowy (opakowanie pośrednie),
- opakowanie pośrednie umieścić w opakowaniu chroniącym przed zgnieceniem (opakowanie zewnętrzne),
- w opakowaniu zewnętrznym należy umieścić zlecenie badania laboratoryjnego,
- na opakowaniu zewnętrznym powinny być umieszczone następujące dane:
  - nadawcy przesyłki,
  - odbiorcy przesyłki,
  - oznaczenie „materiał zakaźny” UN 3373.

### 3. Transport materiału

- materiał do badań laboratoryjnych powinien być dostarczany do laboratorium przez osoby do tego upoważnione,
- osoba transportująca materiał do badań powinna zostać poinformowana o możliwości zakażenia w przypadku uszkodzenia przesyłki,
- materiał do badań laboratoryjnych powinien być transportowany tak, aby podczas transportu nie zmieniły się jego właściwości,
- czas transportu wód płodowych nie powinien być dłuższy niż 24 h. Zaleca się transport szybką przesyłką kurierską,
- do laboratorium NZOZ GENOM pobrany materiał powinien być dostarczony w ciągu 48h do momentu pobrania,
- w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego podczas transportu i wydostania się materiału zakaźnego, należy go zabezpieczyć w celu zminimalizowania kontaktu z osobami trzecimi, w tym z osobą transportującą, a także poinformować laboratorium NZOZ GENOM o możliwym wymieszaniu się próbek,
- w przypadku gdy istnieje jakakolwiek obawa iż osoba transportująca miała kontakt z materiałem zakaźnym, powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem,

### 4. Godziny przyjmowania materiału do badań laboratoryjnych.

- materiał do badań należy dostarczyć do laboratorium w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do czwartku, od 08:00 do 12:00 w piątek,
- w przypadku dostarczenia materiału w innych godzinach należy wcześniej ustalić taką dostawę z laboratorium *tel. kom. 784338650*.